



Indicazioni
sulla coppia

BEGO


PANORAMICA DELLE INTERFACCE

Ultimo aggiornamento
Agosto 2026

Insieme per il successo



SEMPRE. BENE. INFORMATI.



Grazie alla eNews BEGO sarete sempre aggiornati sulle protesi implantari CAD/CAM!

Registratevi alla newsletter gratuita di BEGO e riceverete sempre l'ultima panoramica su interfacce, componenti protesiche e CADPositioner di BEGO. Inoltre, vi informeremo sempre sull'attuale portafoglio di prodotti e servizi di BEGO, così come sui nostri corsi di formazione, le fiere e gli eventi.

Siete interessati?

Allora iscrivetevi alla nostra newsletter al seguente link:
<https://italia.bego.com/>

INSIEME PER IL SUCCESSO

Se non diversamente indicato, i restauri elencati per i sistemi implantari corrispondenti sono disponibili per gli utilizzatori di exocad* e 3Shape*
1) A differenza della base in titanio BEGO/ELOS, la base adesiva originale è inclusa.
2) Oltre alle basi adesive offerte da BEGO Medical, è possibile utilizzare anche componenti originali. Le componenti originali necessarie devono essere acquistate dal rispettivo produttore.

Panoramica delle interfacce

Diametro dell'impianto	Interfaccia protesi	CADAbut Duo per restauri singoli con protezione anti-rotazione e canale della vite angolato fino a 29°									
		CADAbut Full									
		BEGO Titan Grade 5	Wirobond® MI+	ANG**	BEGO Zirkon LT	BEGO Zirkon ST & ST Multi	VITA® YZ® ST ^{Color} / VITA® YZ® ST ^{Multicolor}	KATANA® Zirconia YML	BEGO PMMA Multicolor	Wirobond® C+	ANG**
											

Serie 0.1 BEGO Implant Systems – Semados® S-Implantat – PM-Line (Platform Match) – Sub-Tec

3.25	3.67	✓	✓
3.75	3.67	✓	✓
4.1	4.1	✓	✓
4.5	4.5	✓	✓
5.5	5.5	✓	✓
Abutment Serie 0.3	Multi ^{Plus}		

Serie 0.2 BEGO Implant Systems – Semados® Mini

2.7	3.5		
2.9	3.5		
3.1	3.5		

Serie 0.5 BEGO Implant Systems – Semados® SC/SCX/RS/R SX/RI – PS-Line

3.0	3.0	✓	✓
3.25	3.67	✓	✓
3.75	3.67	✓	✓
4.1	4.1	✓	✓
4.5	4.5	✓	✓
5.5	5.5	✓	✓
Abutment Serie 0.3	Multi ^{Plus}		

CADAbut Duo per ponti e strutture su barra senza protezione anti-rotazione e canale della vite angolato fino a 29°							CADBase/CADBar per restauri su ponte e su barra			CADAbut Duo a livello di abutment per ponti e strutture su barra con base adesiva in titanio					
BEGO Zirkon LT	BEGO Zirkon ST & ST Multi	VITA® YZ® ST ^{Color} / VITA® YZ® ST ^{Multicolor}	KATANA® Zirconia YML	BEGO PMMA Multicolor	Wirobond® C+	ANG**	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+	ANG**	BEGO Zirkon LT	BEGO Zirkon ST & ST Multi	VITA® YZ® ST ^{Color} / VITA® YZ® ST ^{Multicolor}	KATANA® Zirconia YML	BEGO PMMA Multicolor	ANG**
															

	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
✓		✓


	✓	
	✓	
	✓	

✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓		✓

* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che, con l'eccezione di BEGO Implant Systems (Semados®), non appartengono al gruppo BEGO.
** ANG = Canale di vite angolato
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà..

3) La Serie 0.7 offre anche protesi singole avvitate direttamente (Direct Crown) su abutment Conical Multi Plus.

Panoramica delle interfacce

Diametro dell'impianto	Interfaccia protesi	CADAbut Full	CADAbut Duo per restauri singoli con protezione anti-rotazione e canale della vite angolato fino a 29°
		BEGO Titan Grade 5 Wirobond® MI+ ANG**	BEGO Zirkon LT BEGO Zirkon ST & ST Multi VITA® VZ® STColor / VITA® VZ® STMulticolor KATANA® Zirconia YML BEGO PMMA Multicolor Wirobond® C+ ANG**
			

Serie 0.6 BEGO Implant Systems – Semados® SC / SCX / RS / RSX / RI Esthetic Line


3.0	3.0		√
3.25	3.67		√
3.75	3.67		√
4.1	4.1		√
4.5	4.5		√
5.5	5.5		√

Serie 0.7 BEGO Implant Systems – Semados® Conical Connection RSX^{Pro} CC / SCX CC

3.0	S / 		
3.25	M / 		
3.75	M / 		
4.1	M / 		
4.5	L / 		
5.5	L / 		
Abutment	Multi ^{Plus}		

Serie 1.1 compatibile con Straumann Standard Plus / Tapered Effect / synOcta*

4.1	RN	✓		✓	✓	
4.8	RN	✓		✓	✓	
6.5	WN	✓		✓	✓	
Abutment	RN Variobase				✓	
Abutment	WN Variobase				✓	

CADAbut Duo per ponti e strutture su barra senza protezione anti-rotazione e canale della vite angolato fino a 29°							CADBase/CADBar per restauri su ponte e su barra			CADAbut Duo a livello di abutment per ponti e strutture su barra con base adesiva in titanio					
BEGO Zirkon LT	BEGO Zirkon ST & ST Multi	VITA® VZ® ST ^{Color} / VITA® VZ® ST ^{Multicolor}	KATANA® Zirconia YML	BEGO PMMA Multicolor	Wirobond® C+	ANG**	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+	ANG**	BEGO Zirkon LT	BEGO Zirkon ST & ST Multi	VITA® VZ® ST ^{Color} / VITA® VZ® ST ^{Multicolor}	KATANA® Zirconia YML	BEGO PMMA Multicolor	ANG**
															

Scheda 1		Scheda 2		Scheda 3	
				Restauri singoli e su ponte³⁾	
✓	✓	✓	✓		
✓	✓	✓	✓		
✓	✓	✓	✓		
					✓

* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che, con l'eccezione di BEGO Implant Systems (Semados®), non appartengono al gruppo BEGO.

** ANG = Canale di vite angolato

Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Panoramica delle interfacce

Diametro dell'impianto	Interfaccia protesi	CADAbut Duo per restauri singoli con protezione anti-rotazione e canale della vite angolato fino a 29°									
		CADAbut Full			CADAbut Duo per restauri singoli con protezione anti-rotazione e canale della vite angolato fino a 29°						
4,0	4,0	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® Ml+	ANG**	BEGO Zirkon LT	BEGO Zirkon ST & ST Multi	VITA® VZ® ST ^{Color} / VITA® VZ® ST ^{Multi} color	KATANA® Zirconia YML	BEGO PMMA Multicolor	Wirobond® C+	ANG**
5,0	5,0	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® Ml+	ANG**	BEGO Zirkon LT	BEGO Zirkon ST & ST Multi	VITA® VZ® ST ^{Color} / VITA® VZ® ST ^{Multi} color	KATANA® Zirconia YML	BEGO PMMA Multicolor	Wirobond® C+	ANG**
6,0	6,0	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® Ml+	ANG**	BEGO Zirkon LT	BEGO Zirkon ST & ST Multi	VITA® VZ® ST ^{Color} / VITA® VZ® ST ^{Multi} color	KATANA® Zirconia YML	BEGO PMMA Multicolor	Wirobond® C+	ANG**
8,0	8,0	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® Ml+	ANG**	BEGO Zirkon LT	BEGO Zirkon ST & ST Multi	VITA® VZ® ST ^{Color} / VITA® VZ® ST ^{Multi} color	KATANA® Zirconia YML	BEGO PMMA Multicolor	Wirobond® C+	ANG**
10,0	10,0	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® Ml+	ANG**	BEGO Zirkon LT	BEGO Zirkon ST & ST Multi	VITA® VZ® ST ^{Color} / VITA® VZ® ST ^{Multi} color	KATANA® Zirconia YML	BEGO PMMA Multicolor	Wirobond® C+	ANG**

Serie 1.2 compatibile con Straumann Bone Level / Bone Level Tapered* (CrossFit® collegamento)


3.3	NC	✓	✓	$\sqrt{2}$
4.1	RC	✓	✓	$\sqrt{2}$
4.8	RC	✓	✓	$\sqrt{2}$
Abutment	NC Variobase			$\sqrt{2}$
Abutment	RC Variobase			$\sqrt{2}$

Serie 1.4 compatibile con Straumann BLX* (TorcFit® collegamento)

3.5	RB	✓		$\sqrt{2}$
3.8	RB	✓		$\sqrt{2}$
4.0	RB	✓		$\sqrt{2}$
4.5	RB	✓		$\sqrt{2}$
5.0	WB	✓		$\sqrt{2}$
5.5	WB	✓		$\sqrt{2}$
6.5	WB	✓		$\sqrt{2}$
Abutment	RB Variobase			$\sqrt{2}$
Abutment	WB Variobase			$\sqrt{2}$

Serie 3.1 compatibile con Nobel Biocare NobelActive / NobelParallel CC / NobelReplace CC*

3.0	3.0		✓
3.5	NP		✓
3.75	NP		✓
4.3	RP		✓
5.0	RP		✓
5.5	WP		✓
Abutment	Multi-unit (MU)		

CADAbut Duo per ponti e strutture su barra senza protezione anti-rotazione e canale della vite angolato fino a 29°							CADBase/CADBar per restauri su ponte e su barra			CADAbut Duo a livello di abutment per ponti e strutture su barra con base adesiva in titanio					
BEGO Zirkon LT	BEGO Zirkon ST & ST Multi	VITA® VZ® ST ^{Color} / VITA® VZ® ST ^{Multicolor}	KATANA® Zirconia YML	BEGO PMMA Multicolor	Wirobond® C+	ANG**	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+	ANG**	BEGO Zirkon LT	BEGO Zirkon ST & ST Multi	VITA® VZ® ST ^{Color} / VITA® VZ® ST ^{Multicolor}	KATANA® Zirconia YML	BEGO PMMA Multicolor	ANG**
															

* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che, con l'eccezione di BEGO Implant Systems (Semados®), non appartengono al gruppo BEGO.

** ANG = Canale di vite angolato

Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

* ANG = Angulated screw


Panoramica delle interfacce

Diametro dell'impianto	Interfaccia protesi	CADAbut Duo per restauri singoli con protezione anti-rotazione e canale della vite angolato fino a 29°										
		CADAbut Full										
		BEGO Titan Grade 5	Wirobond® MI+	ANG**	BEGO Zirkon LT	BEGO Zirkon ST & ST Multi	VITA® YZ® ST ^{Color} / VITA® YZ® ST ^{Multicolor}	KATANA® Zirconia YML	BEGO PMMA Multicolor	Wirobond® C+	ANG**	
												
Serie 3.2 compatibile con Nobel Biocare NobelReplace*												
3.5	NP	✓										
4.3	RP	✓										
5.0	WP	✓										
6.0	6.0	✓										
Abutment	Multi-unit (MU)											
Serie 3.3 compatibile con il sistema di connessione a esagono esterno di Nobel Biocare / Brånemark / NobelSpeedy / NobelSpeedy Groovy*												
3.3	NP											
3.75	RP											
4.0	RP											
5.0	WP											
Abutment	Multi-unit (MU)											
Serie 3.4 compatibile con Nobel Biocare Multi-unit Abutment*												
Abutment	Multi-unit (MU)											
Serie 5.1 compatibile con DENTSPLY Implants ASTRA Tech OsseoSpeed TX*												
3.0 S	3.0											
3.5 S	3.5				✓							
4.0 S	3.5				✓							
4.5	4.0				✓							
5.0	4.0				✓							
5.0 S	4.0				✓							

* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che, con l'eccezione di BEGO Implant Systems (Semados®), non appartengono al gruppo BEGO.

** ANG = Canale di vite angolato

Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà..

CADAbut Duo per ponti e strutture su barra senza protezione anti-rotazione e canale della vite angolato fino a 29°							CADBase/CADBar per restauri su ponte e su barra			CADAbut Duo a livello di abutment per ponti e strutture su barra con base adesiva in titanio					
BEGO Zirkon LT	BEGO Zirkon ST & ST Multi	VITA* YZ® STColor / VITA* YZ® STMulticolor	KATANA* Zirconia YML	BEGO PMMA Multicolor	Wirobond® C+	ANG**	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+	ANG**	BEGO Zirkon LT	BEGO Zirkon ST & ST Multi	VITA* YZ® STColor / VITA* YZ® STMulticolor	KATANA* Zirconia YML	BEGO PMMA Multicolor	ANG**
															
✓							✓								
✓							✓								
✓							✓								
✓															
							✓								
✓							✓								
✓							✓								
✓							✓								
✓							✓								
							✓								
							✓								
							✓								
							✓								
							✓								

Se non diversamente indicato, i restauri elencati per i sistemi implantari corrispondenti sono disponibili per gli utilizzatori di exocad* e 3Shape*
1) A differenza della base in titanio BEGO/ELOS, la base adesiva originale è inclusa.
2) Oltre alle basi adesive offerte da BEGO Medical, è possibile utilizzare anche componenti originali. Le componenti originali necessarie devono essere acquistate dal rispettivo produttore.

Panoramica delle interfacce

Diametro dell'impianto	Interfaccia protesi	CADAbut Duo per restauri singoli con protezione anti-rotazione e canale della vite angolato fino a 29°										CADAbut Duo per ponti e strutture su barra senza protezione anti-rotazione e canale della vite angolato fino a 29°							CADBase/CADBar per restauri su ponte e su barra			CADAbut Duo a livello di abutment per ponti e strutture su barra con base adesiva in titanio					
		CADAbut Full			BEGO Zirkon LT	BEGO Zirkon ST & ST Multi	VITA® YZ® ST ^{Color} / VITA® YZ® ST ^{Multicolor}	KATANA® Zirconia YML	BEGO PMMA Multicolor	Wirobond® C+	ANG**	BEGO Zirkon LT	BEGO Zirkon ST & ST Multi	VITA® YZ® ST ^{Color} / VITA® YZ® ST ^{Multicolor}	KATANA® Zirconia YML	BEGO PMMA Multicolor	Wirobond® C+	ANG**	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+	ANG**	BEGO Zirkon LT	BEGO Zirkon ST & ST Multi	VITA® YZ® ST ^{Color} / VITA® YZ® ST ^{Multicolor}	KATANA® Zirconia YML	BEGO PMMA Multicolor	ANG**
BEGO Titan Grade 5	Wirobond® MI+	ANG**																									
Serie 5.2 compatibile con DENTSPLY Implants EV Prosthetics / ASTRA Tech EV / DS OmiTaper EV / DS PrimeTaper EV*		3.0	XS	✓				✓ ²⁾																			
3.6	S	✓				✓ ²⁾																					
4.2	M	✓				✓ ²⁾																					
4.8	L	✓				✓ ²⁾																					
5.4	XL	✓				✓ ²⁾																					
Abutment	EV MultiBase																										
Serie 6.1 compatibile con Zimmer Dental Tapered Screw-Vent*		3.7	3.5				✓																				
4.1	3.5	✓																									
4.7	4.5	✓																									
6.0	5.7	✓																									
Abutment	Tapered Abutment																										
Serie 8.1 compatibile con CAMLOG CAMLOG SCREW-LINE / PROGRESSIVE-LINE / ROOT-LINE*		3.3	3.3	✓		✓	✓ ^{1) 2)}																				
3.8	3.8	✓		✓	✓ ^{1) 2)}																						
4.3	4.3	✓		✓	✓ ^{1) 2)}																						
5.0	5.0	✓				✓ ^{1) 2)}																					
6.0	6.0	✓				✓ ^{1) 2)}																					
Abutment	COMFOUR																										
Vario SR (Legacy)	Abutment Level																										
Multi-unit System	Abutment Level																										

* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che, con l'eccezione di BEGO Implant Systems (Semados®), non appartengono al gruppo BEGO.
** ANG = Canale di vite angolato
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà.

Se non diversamente indicato, i restauri elencati per i sistemi implantari corrispondenti sono disponibili per gli utilizzatori di exocad* e 3Shape*
1) A differenza della base in titanio BEGO/ELOS, la base adesiva originale è inclusa.
2) Oltre alle basi adesive offerte da BEGO Medical, è possibile utilizzare anche componenti originali. Le componenti originali necessarie devono essere acquistate dal rispettivo produttore.

Panoramica delle interfacce

Diametro dell'impianto	Interfaccia protesi	CADAbut Duo per restauri singoli con protezione anti-rotazione e canale della vite angolato fino a 29°										CADAbut Duo per ponti e strutture su barra senza protezione anti-rotazione e canale della vite angolato fino a 29°							CADBase/CADBar per restauri su ponte e su barra			CADAbut Duo a livello di abutment per ponti e strutture su barra con base adesiva in titanio								
		CADAbut Full			BEGO Zirkon LT	BEGO Zirkon ST & ST Multi	VITA® YZ® ST ^{Color} / VITA® YZ® ST ^{Multicolor}	KATANA® Zirconia YML	BEGO PMMA Multicolor	Wirobond® C+	ANG**	BEGO Zirkon LT	BEGO Zirkon ST & ST Multi	VITA® YZ® ST ^{Color} / VITA® YZ® ST ^{Multicolor}	KATANA® Zirconia YML	BEGO PMMA Multicolor	Wirobond® C+	ANG**	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+	ANG**	BEGO Zirkon LT	BEGO Zirkon ST & ST Multi	VITA® YZ® ST ^{Color} / VITA® YZ® ST ^{Multicolor}	KATANA® Zirconia YML	BEGO PMMA Multicolor	ANG**			
BEGO Titan Grade 5	Wirobond® MI+	ANG**																												
Serie 8.2 compatibile con CAMLOG CONELOG SCREW-LINE*		3.3	3.3	In prepara- zione	In prepara- zione	√ ¹⁾					Disponibile dal Q3 2026	Disponibile dal Q3 2026							In prepara- zione											
3.8	3.8	√ ¹⁾																												
4.3	4.3	√ ¹⁾																												
5.0	5.0	√ ¹⁾																												
6.0	6.0	√ ¹⁾																												
Abutment	AN																													
Serie 11.1 compatibile con Neoss ProActive*		3.5	4.0	√																										
4.0	4.0	√																	√											
4.5	4.0	√																	√											
5.0	4.0	√																	√											
5.5	4.0	√																	√											
Abutment	Multi-Unit																													
Serie 16.1 compatibile con Medentis ICX-Active-Master / ICX Premium***		3.75	4.0	√	√										√							√								
4.1	4.0	√						√					√						√											
4.8	4.0	√						√					√						√											

* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che, con l'eccezione di BEGO Implant Systems (Semados®), non appartengono al gruppo BEGO.
** ANG = Canale di vite angolato
*** Consegna senza vite per protesi.
Immagini e rappresentazioni sono a titolo esemplificativo. Colore, simboli, design e dati sulle etichette e/o confezioni rappresentate possono discostarsi dalla realtà..

Coppia di serraggio vite protesica

Diametro dell'impianto	Canale della vite dritta (0°) monocomponente	Canale della vite dritta (0°) bicomponente (base adesiva)	Canale di vite angolato CADBase	Canale di vite angolato CADAbut Duo
Serie 0.1 BEGO Implant Systems – Semados® S-Implantat – PM-Line (Platform Match) – Sub-Tec				
S3.25/S3.75/S4.1/S4.5/S5.5	30 Ncm	30 Ncm	25 Ncm	–
Serie 0.2 BEGO Implant Systems – Semados® Mini				
2.7/2.9/3.1	25 Ncm	–	20 Ncm	–
Serie 0.3 BEGO Implant Systems – Semados® MultiPlus				
Abutment Niveau (MultiPlus)	20 Ncm	–	–	–
Serie 0.5/0.6 BEGO Implant Systems – Semados® SC/SCX/RS/R SX/RI – PS-Line e Esthetic Line Protesi				
RS/R SX 3.0	20 Ncm	20 Ncm	–	20 Ncm
SC/SCX/S-TG/RSPro/R SXPro/RI 3.25/3.75/4.1/4.5/5.5	30 Ncm	30 Ncm	30 Ncm	30 Ncm
Serie 0.7 BEGO Implant Systems – Semados® Conical Connection RSXPro CC / SCX CC e MultiPlus CC				
RSX CC	20 Ncm	20 Ncm	–	20 Ncm
Conical MultiPlus	20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm
SCX CC / RSXPro CC 3.25/3.75/4.1/4.5/5.5	30 Ncm	30 Ncm	30 Ncm	30 Ncm
Serie 1.1 compatibile con Straumann Standard Plus / Tappered Effect / synOcta*				
4.1; 4.8; 6.5	35 Ncm	–	25 Ncm	35 Ncm
Abutment Niveau 3.3; 4.1 RN; 4.8	15 Ncm	15 Ncm	–	–
Serie 1.2 compatibile con Straumann Bone Level / Bone Level Tapered* (CrossFit® collegamento)				
3.3; 4.1; 4.8	35 Ncm	–	20 Ncm	35 Ncm
Serie 1.4 compatibile con Straumann BLX* (TorcFit® collegamento)				
3.0	15 Ncm	–	–	15 Ncm
3.5; 4.0	20 Ncm	–	–	20 Ncm
4.5; 5.0	25 Ncm	–	–	25 Ncm
Serie 3.1 compatibile con Nobel Biocare NobelActive* / NobelParallel CC / NobelReplace CC				
3.5; 4.3; 5.0	35 Ncm	–	–	35 Ncm
Serie 3.2 compatibile con Nobel Biocare NobelReplace*				
3.5; 4.0; 4.3; 5.0; 6.0	35 Ncm	–	25 Ncm	35 Ncm
Serie 3.3 compatibile con il sistema di connessione a esagono esterno di Nobel Biocare / Brånemark / NobelSpeedy / NobelSpeedy Groovy*				
3.3; 3.75; 4.0; 5.0	–	35 Ncm	–	35 Ncm
Serie 3.4 compatibile con Nobel Biocare Multi-unit Abutment*				
Abutment Niveau	15 Ncm	15 Ncm	–	–

* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che, con l'eccezione di BEGO Implant Systems (Semados®), non appartengono al gruppo BEGO.

Coppia di serraggio vite protesica

Diametro dell'impianto	Canale della vite dritta (0°) monocomponente	Canale della vite dritta (0°) bicomponente (base adesiva)	Canale di vite angolato CADBase	Canale di vite angolato CADAbut Duo
Serie 5.1 compatibile con DENTSPLY Implants ASTRA Tech OsseoSpeed TX*				
3.5; 4.0	20 Ncm	25 Ncm	–	25 Ncm
4.5; 5.0	25 Ncm	–	–	25 Ncm
Serie 5.2 compatibile con DENTSPLY Implants EV Protesi / ASTRA TECH EV / DS OmiTaper EV / DS PrimeTaper EV*				
3.0; 3.6; 4.2; 4.8; 5.4	–	–	–	25 Ncm
Abutment Niveau	15 Ncm	15 Ncm	–	–
Serie 6.1 compatibile con Zimmer Dental Tapered Screw-Vent*				
3.7; 4.1; 4.7; 6.0	30 Ncm	–	–	30 Ncm
Serie 8.1 compatibile con CAMLOG CAMLOG SCREW-LINE / PROGRESSIVE-LINE / ROOT-LINE*				
3.3; 3.8; 4.3	20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm	–
5.0; 6.0	20 Ncm	20 Ncm	25 Ncm	–
Abutment Niveau	15 Ncm	–	–	–
Serie 8.2 compatibile con CAMLOG CONELOG SCREW-LINE*				
3.3; 3.8; 4.3; 5.0	20 Ncm	20 Ncm	–	–
Serie 11.1 compatibile con Neoss ProActive*				
3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5	32 Ncm	30 Ncm	–	35 Ncm
Serie 16.1 compatibile con Medentis ICX-Active-Master / ICX Premium				
3.75; 4.1; 4.8	30 Ncm	30 Ncm	–	–
Tappi di guarigione individuali				
BEGO CADAbut Full, BEGO CADAbut Duo	15 Ncm	–	–	–

* I marchi che seguono sono denominazioni commerciali/marchi registrati di aziende che, con l'eccezione di BEGO Implant Systems (Semados®), non appartengono al gruppo BEGO.

WWW.BEGO.COM



italia.bego.com

BEGO Medical GmbH

Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany
Tel. +49 421 20 28-200 · Fax +49 421 2028-174
e-mail cadcam@bego.com · www.bego.com

BEGO Italia Srl

Cellulare +39 347 62 76 871
E-mail CadCamItalia@bego.com · <https://italia.bego.com/>

Vuole ricevere tutte le novità BEGO in tempo reale?
Si iscriva qui alla nostra www.bego.com/newsletter

Oppure ci contatti tramite i nostri social media italiani a:



Web



Facebook



Instagram



LinkedIn



YouTube

Ricordiamo che non tutti i nostri prodotti e servizi sono disponibili in tutto il mondo, poiché soggetti all'approvazione delle autorità locali.

Per maggiori informazioni contattate il vostro rappresentante locale di BEGO.

Salvo errori e modifiche. Le nostre consegne di prodotti e servizi sono regolate dalle Condizioni commerciali standard (STB) disponibili in qualsiasi momento su www.bego.com e che possiamo inviare su richiesta.